



## كيفية استخدام جهاز (Accuhaler) أكيوهيلر

- تحقق من عداد الجرعة للتأكد من وجود دواء متبقٍ في الجهاز
- افتح الجهاز عن طريق وضع إبهامك في مسكة الإبهام وحركه للفتح حتى تسمع صوت طقطقة
- حرّك المفتاح إلى أسفل حتى تسمع صوت طقطقة
- خذ نفسًا عميقًا ثم أخرجته بالكامل.
- أمسك الجهاز بشكل أفقي، وضع الجزء الفموي في فمك وخذ نفسًا طويلاً وقويًا لأطول فترة ممكنة
- أخرجته من فمك واحبس أنفاسك لمدة تصل إلى 10 ثوانٍ
- أغلق الجهاز
- كرّر ذلك حتى يتم تناول العدد المحدد من الجرعات

