

## استخدام أداة المبادئ (Aerochamber) إيروشامبر ذات القناع

- اغسل الأداة المبادئ بالماء الدافئ والصابون في حالة الاستخدام لأول مرة. لا تشطفها، اتركها لتجف في الهواء. هذا يزيل الإستاتيكية من الجهاز وبمجرد أن يجف يصبح جاهزًا للاستخدام. ويجب غسل الجهاز بهذه الطريقة شهريًا
- قم بَرَج جهاز الاستنشاق جيدًا وضعه في الفتحة الموجودة في طرف أداة المبادئ
- ضع القناع على فم طفلك وأنفه بشكل محكم
- اضغط على الجزء العلوي من جهاز الاستنشاق لإطلاق جرعة من الدواء - بخة
- شجعه على التنفس بمعدل طبيعي لعدد 10، ممّا يجعل الصمام الصغير في القناع يرفرف
- انتظر 30 ثانية، ثم كرر ذلك حتى يتم إعطاء العدد الصحيح من "البخات"
- امنح طفلك مشروبًا أو نظّف أسنانه بعد استخدام أداة المبادئ لاستنشاق الستيرويدات وامسح وجهه. فهذا يقي من الإصابة بآثار جانبية

