

كيفية استخدام جهاز (Easibreathe) إيزي بريث

- رُجّ الجهاز رجًا جيدًا
- أمسك الجهاز بشكل عمودي وافتح الغطاء
- احرص على عدم تغطية فتحة التهوية الموجودة أعلى الجهاز
- خذ نفسًا ثم أخرجه بالكامل.
- بمجرد وضع الجزء الفموي في فمك، خذ نفسًا طويلًا وقويًا وعميقًا لأطول فترة ممكنة.
- يُطلق الجهاز جرعة من الدواء استجابة لتنفسك، ومن الضروري الاستمرار في التنفس عند حدوث ذلك.



- أخرجه من فمك واحبس أنفاسك لمدة تصل إلى 10 ثوانٍ.
- أغلق الغطاء، فلن يعمل الجهاز ما لم يُغلق الغطاء
- انتظر 30 ثانية ثم كرر ذلك حتى يتم تناول العدد الموصوف من الجرعات المقررة