



كيفية استخدام جهاز (Easyhaler) إيزي هيلر

- انزع الغطاء عن الجهاز
- أمسك جهاز (easyhaler) إيزي هيلر في وضع عمودي وانزع الغطاء عن الجزء الفموي
- تحقق من عداد الجرعة للتأكد من وجود دواء متبقي في الجهاز
- رُجّ الجهاز برفق
- اضغط على الجزء العلوي من جهاز الاستنشاق مرة واحدة، وسيصدر صوت طقطقة
- خذ نفساً عميقاً ثم أخرجه بالكامل.
- ضع الجزء الفموي في فمك وخذ نفساً طويلاً وقويًا لأطول فترة ممكنة
- أخرجه من فمك واحبس أنفاسك لمدة تصل إلى 10 ثوانٍ.
- كرّر ذلك حتى يتم تناول العدد المحدد من الجرعات

