

استخدام أداة مباحدة بحجم كبير ذات قناع

- اغسل الأداة المباحدة بالماء الدافئ والصابون في حالة الاستخدام لأول مرة. لا تشطفها، اتركها لتجف في الهواء. هذا يزيل الإستاتيكية من الجهاز وبمجرد أن يجف يصبح جاهزاً للاستخدام. ويجب غسل الجهاز بهذه الطريقة شهرياً
- ركب القناع بالجزء الفموي لأداة المباحدة. رُجّ جهاز الاستنشاق جيداً وضعه في الفتحة الموجودة في طرف أداة المباحدة
- ضع القناع على فم طفلك وأنفه بشكل محكم
- اضغط على الجزء العلوي من جهاز الاستنشاق لإطلاق جرعة من الدواء - بخة
- شجعه على التنفس بمعدل طبيعي لعدد 10، ممّا يجعل الصمام الصغير يُصدر قطعة
- انتظر 30 ثانية، وكرر ما ذكر أعلاه حتى يتم إعطاء العدد الصحيح من "البخات"
- امنح طفلك مشروباً أو نظّف أسنانه بعد استخدام أداة المباحدة لاستنشاق الستيرويدات وامسح وجهه. فهذا يقي من الإصابة بآثار جانبية

