

## كيفية استخدام أداة مباحدة كبيرة الحجم

- اغسل الأداة المباحدة بالماء الدافئ والصابون في حالة الاستخدام لأول مرة. لا تشطفها، اتركها لتجف في الهواء. هذا يزيل الإستاتيكية من الجهاز وبمجرد أن يجف يصبح جاهزاً للاستخدام. ويجب تكرار هذه العملية شهرياً
- رُجّ جهاز الاستنشاق جيداً وضعه في الفتحة الموجودة في طرف أداة المباحدة
- ساعد طفلك على وضع الجزء الفموي في فمه، وشجعه على إحكام الغلق بأسنانه وشفاهه.
- اضغط على الجزء العلوي من جهاز الاستنشاق لإطلاق جرعة من الدواء - بخة
- شجعه على التنفس بمعدل طبيعي من 4 إلى 5 مرات أو لعدد 10، ممّا يجعل الصمام الصغير يُصدر طقطقة
- انتظر 30 ثانية، وكرر ما ذكر أعلاه حتى يتم إعطاء العدد الصحيح من "البخات"
- حُث طفلك على تناول مشروب أو تنظيف أسنانه بعد استخدام أداة المباحدة للستيرويدات المستنشقة للوقاية من الإصابة بمخاطر الآثار الجانبية

