



مع قطعة الفم Aerochamber استخدام مبادئ

- في حالة الاستخدام لأول مرة ، يمكن استخدام المبادئ مباشرة خارج العبوة. بعد ذلك ، ينبغي غسل شهرياً. لغسلها ، قم بفكها وانقعها في ماء دافئ وصابون. اشطفه بالماء النظيف وبيترك ليحفظ في الهواء. بمجرد أن يجف ، يصبح جاهزاً للاستخدام.
- رجّ المنشقة جيداً وضعها في الفتحة الموجودة في نهاية المبادئ.
- تأكد من أن طفلك يضع أسنانه وشفاهه فوق قطعة الفم.
- ادفع الجزء العلوي من جهاز الاستنشاق لتحرير جرعة من الدواء - "نفخة".
- شجع طفلك على التنفس بمعدل طبيعي لمدة 10 ، مما يجعل الصمام الصغير في قناع رفرقة.
- انتظر 30 ثانية ، ثم كرر حتى يتم إعطاء العدد الصحيح من "نفث".
- في حالة استخدام المبادئ للستيرويدات المستنشقة ، بعد الاستخدام ، أعط طفلك شرباً أو نظف أسنانه و امسح وجوههم. هذا يمنع مخاطر الآثار الجانبية.

