

使用带咬嘴的 AeroChamber 垫片

- 如果是第一次使用，垫片可以直接从包装中取出使用。之后，应该每月清洗一次。要清洗它，请将其拆开并浸泡在温肥皂水中。用清水冲洗然后风干。一旦干燥，就可以使用了。
- 摇匀吸入器并将其放入垫片末端的孔中。
- 确保您的孩子将牙齿和嘴唇放在咬嘴上。
- 推动吸入器的顶部以释放一定剂量的药物——“喷”一下。
- 鼓励您的孩子以正常频率呼吸数到 10，使小阀门在面具飘动。
- 等待 30 秒，然后重复直到给出正确的“喷”次数。
- 如果将间隔器用于吸入类固醇，使用后，给您的孩子喝水或清洁牙齿，并且擦拭他们的脸。这可以防止出现副作用的风险。

