

Korzystanie z przekładki AeroChamber z ustnikiem

beat
asthma

- W przypadku pierwszego użycia przekładki można użyć bezpośrednio po wyjęciu z opakowania. Po tym powinno

myć co miesiąc. Aby go umyć, rozłóż go i zanurz w ciepłej wodzie z mydłem. Wyplukać w czystej wodzie

i pozostawić do wyschnięcia na powietrzu. Po wyschnięciu jest gotowy do użycia.

- Dobrze wstrząsnąć inhalatorem i umieścić go w otworze na końcu przekładki.
- Upewnij się, że dziecko przykłada zęby i usta do ustnika.
- Nacisnąć górną część inhalatora, aby uwolnić dawkę leku – „zaciągnięcie się”.
- Zachęć dziecko do oddychania z normalną częstotliwością i policz do 10, otwierając małą zastawkę w trzepot maski.
- Odczekać 30 sekund, a następnie powtarzać, aż zostanie podana prawidłowa liczba „dmuchnięć”.
- Jeśli używasz spejsera do sterydów wziewnych, po użyciu daj dziecku coś do picia lub umyj mu zęby i

wytrzeć im twarz. Zapobiega to ryzyku wystąpienia działań niepożądanych.

